

Eritrosedimentación Automatizada

Método Westergen

Instrumento automático de carga continua para la determinación de la ESR en 30 muestras simultáneamente directamente en el tubo de hematocrito. Mezcla automática con inversión completa de la muestra.



CUBE 30 TOUCH

- Utiliza el tubo primario del hemograma (EDTA).
- Sin manipulación ni consumo de la muestra.
- Sin mantenimiento por parte del usuario.
- Sin generación de desechos biológicos.
- Máxima seguridad del operador.
- Conectable a LIS.
- 60 Muestras por hora.



BIODIAGNOSTICO

Tel./Fax: +54 11 4300-9090
info@biodiagnostico.com.ar | www.biodiagnostico.com.ar