

Microbiología Automatizada

Identificación y Sensibilidad

MicroScan responde a las necesidades de atención eficaz de los pacientes mediante resultados automatizados rápidos de ID/AST sin reducir la exactitud.



Walk Away 40 Plus



Walk Away 96 Plus



autoSCAN4

Sistemas MicroScan

MicroScan proporciona un rendimiento y fiabilidad de alta calidad, respaldado por más de 30 años de experiencia en pruebas de ID/AST, para laboratorios de todos los tamaños. Gracias a estas capacidades incomparables, puede tener la seguridad de asociarse con una empresa capaz de mejorar sus procesos de trabajo y hacer que usted crezca a medida que lo hace su laboratorio.

Todos los instrumentos de microbiología MicroScan utilizan los mismos paneles y software, lo que permite una fácil expansión con nuestros potentes sistemas automatizados a medida que crece el laboratorio.



Selección de colonias con PROMPT

Estandarización de inóculos sin pérdida de tiempo por turbiedad gracias al sistema de inoculación PROMPT™.



Preparación de inóculos con PROMPT

La estabilidad del inóculo de hasta cuatro horas flexibiliza el flujo de trabajo.



Inoculación de panel con RENOK

La inoculación simultánea de los 96 pocillos del panel simplifica el flujo de trabajo.

LabPro Software Suite

La mejora de la gestión de datos con el conjunto de aplicaciones LabPro promueve la eficacia en el laboratorio al agilizar el flujo de trabajo y facilitar el acceso a la información sobre atención al paciente. LabPro Manager, LabPro Connect y LabPro Alert^{ex1} de forma colectiva, le ayudan a estandarizar y consolidar los regímenes de pruebas, adaptar la creación versátil de informes de resultados y aumentar su capacidad para identificar el surgimiento de resistencia.